

HD 5



PadScan

HD 5

Blære-
scanner



reddot design award
winner 2013

Sikker
Nøyaktig
Automatisk
Pålitelig
Enkel å bruke

Caresono

Healthcare through innovation

PadScan

HD 5

Blærescanner

Introduserer verdens tynneste blærescanner

– PadScan HD 5

PadScan HD 5 har en ny og moderne 3D sektor probe, med sanntids ultralydbilder og automatisk kalkulasjon av blæren og resturin. Målingene er raske, sikre og automatiske. PadScan HD 5 er den ideelle assistent til dagens Point-of-Care utfordringer.




Fordeler med PadScan HD 5 blærescanner

- Forhindrer unødvendig kateterisering og lindrer pasientens smerte.
- Reduserer mulighetene for urinveisinfeksjon.
- Overvåker urin og hindrer urinretensjon.
- Reduserer kostnader, og sparer tid for medisinsk personell.
- Enkel å bruke og det kreves ingen spesiell utdanning.

Bruksområder

- Urologi
- Inkontinens
- Rehabilitering/fysioterapi
- OB/GYN/Urogyn
- Sykepleie
- Hjemmesykepleie
- Smittevern
- Akuttmedisin
- Indremedisin
- Intensivbehandling
- Utvidet behandling
- Anestesi/kirurgi



Innebygget printer



Mulighet for lagring v

Pre-scan Modus
- Sanntids omrissing av
blæreveggen



Enkel Modus
- Guide for sikte



Touchscreen med
fullt tastatur



Pasientmeny



Ergonomisk

- ▶ "System on Chip (SOC)" muliggjør avansert ultralydteknologi i et ekstremt kompakt design.
- ▶ Det er et komplett alfanumerisk tastatur på den 8" touchskjermen, og med den ergonomiske løsningen er PadScan HD 5 enkel å bruke hvor enn du er.
- ▶ Scanneren har oversiktlige menyer for scanning, lagring og gjennomgang av eksaminasjoner samt en innebygd printer for utskrift.

Effektiv

- ▶ En innovativ løsning for implementering av tissue harmonic imaging (THI) teknologi, forbedrer bildekvaliteten og nøyaktigheten av målingene.
- ▶ Optimale frekvenser for både barn og voksne er forhåndsinnstilt for optimalt bruk.
- ▶ Den nye 3D proben gjør at man kan scanne i sanntid og få resultater av urinmengde på sekunder.

Miljøvennlig

- ▶ PadScan HD 5 har innebygd harddisk med muligheter for ekstern lagring via USB.
- ▶ Det ekstremt kompakte designet er energieffektivt og pålitelig.
- ▶ Med lang batteritid, og lavt støynivå, hjelper PadScan HD 5 til en bærekraftig omsorg som er mer miljøvennlig.



Lagring via USB



Innebygget Li-ion batteri

Faktisk størrelse



Caresono Technology Co., Ltd (Shenzhen)
BF13 Nanshan Medical Equipments Park, No.1019 Nanhai Rd. Nanshan, Shenzhen 518067, China
Tel: +86-755-86367662 Fax: +86-755-86365909 Email: info@caresono.com

All rights reserved.
Features and specifications are subject to change without notice.



CE 0482