

*ad*CARE

Produktkatalog
Urologi

AdCare er en uavhengig distributør og vår virksomhet er salg, distribusjon og markedsføring av medisinsk utstyr. Vi jobber for å tilby produkter som representerer en genuint forbedring innen sitt felt, og som gjør en forskjell for brukerne av produktene.

Når du velger adCARE som samarbeidspartner, får du ikke bare produkter av høy kvalitet, du får også en holdning. En holdning som sier at vi skal representere en positiv forskjell for kundene våre. Vi bestreber til en hver tid å være oppdatert innen produktutvikling, og vi ønsker å prioritere kundene våre svært høyt.

Gjennom de siste 10 årene har vi bygget opp en tydelig profil innen forretningsområder som inkluderer urologi, ultralydapparater og regenerativ medisin.

*ad*CARE

Foleykateter

Foleykateter 2-veis silikon mann	5
Foleykateter 2-veis silikon kvinne	6
Foleykateter 2-veis silikon Tiemann	7
Foleykateter 2-veis silikon barn	8
Foleykateter 2-veis PTFE	9
Foleykateter 2-veis Rusch Gold	10
Foleykateter 3-veis postoperativt silikonkateter	11
Foleykateter 3-veis postoperativ Softsimplicastic	12
Foleykateter 3-veis postoperativ Softsimplicastic	13
Foleykateter 3-veis postoperativ Rusch Gold	14
Tilleggsutstyr	15
Kateteriseringsgel	16

Urinposer

C3 Urinposer med superabsorbenter fra CURAS®	19
C4 urinposer fra CURAS®	20
C8 TUR poser fra CURAS®	21
Benpose 3-kammer fra Wellead	22
Benpose 3-kammer fra Teleflex	23
Benposer fra Teleflex	24
Nattposer fra Teleflex	26
S-Bag Urinpose fra Teleflex	27

Inkontinens

Uridomer

Uridomer fra Wellead	28
----------------------	----

Fikseringsteip

SECUTAPE®

Fikseringstape til Foleykateter	30
---------------------------------	----

Ultralyd

Blærescannere

HD5	33
HD2	34
Tilbehør: gel, wipes	35

Foleykateter

Vi fører foleykateter fra verdensledende Teleflex

- 2-veis foleykateter
- 3-veis foleykateter
- 5 års steril tid



Aquaflate Brillant Helsilikon, mann med prefylt sprøyte


Anbudsvinner

- Kan ligge opp til 12 uker
- Silikonkateter
- Med prefylt glycerinesprøyte
- Stort innerlumen for best mulig drenasje
- Røntgentett
- Latex fri



Beskrivelse	Størrelse Volum	Helfo	REF	Antall i pk
Aquaflate Brillant Helsilikon mann, Prefylt	Ch 12 10 ml	839169	178000	5
Aquaflate Brillant Helsilikon mann, Prefylt	Ch 14 10 ml	905871	178000	5
Aquaflate Brillant Helsilikon mann, Prefylt	Ch 16 10 ml	875517	178000	5
Aquaflate Brillant Helsilikon mann, Prefylt	Ch 18 10 ml	952673	178000	5
Aquaflate Brillant Helsilikon mann, Prefylt	Ch 20 10 ml	851135	178000	5
Aquaflate Brillant Helsilikon mann, Prefylt	Ch 22 10 ml	864283	178000	5
Aquaflate Brillant Helsilikon mann, Prefylt	Ch 24 10 ml	845048	178000	5

Herrekateteret er ca. 40 cm



Aquaflate Brillant Helsilikon, kvinne med prefyllt sprøyte


Anbudsvinner

- Kan ligge opp til 12 uker
- Silikonkateter
- Med prefyllt glycerinesprøyte
- Stort innerlumen for best mulig drenasje
- Røntgentett
- Latex fri



Beskrivelse	Størrelse Volum	Helfo	REF	Antall i pk
Aquaflate Brillant Helsilikon kvinne, Prefyllt	Ch 12 10 ml	878927	178001	5
Aquaflate Brillant Helsilikon kvinne, Prefyllt	Ch 14 10 ml	803845	178001	5
Aquaflate Brillant Helsilikon kvinne, Prefyllt	Ch 16 10 ml	914682	178001	5
Aquaflate Brillant Helsilikon kvinne, Prefyllt	Ch 18 10 ml	907889	178001	5
Aquaflate Brillant Helsilikon kvinne, Prefyllt	Ch 20 10 ml	931262	178001	5
Aquaflate Brillant Helsilikon kvinne, Prefyllt	Ch 22 10 ml	-	178001	5
Aquaflate Brillant Helsilikon kvinne, Prefyllt	Ch 24 10 ml	-	178001	5

Kvinnekateteret er ca. 23 cm



Aquaflate Brillant Helsilikon, tiemann med prefylt sprøyte

Anbudsvinner

- Kan ligge opp til 12 uker
- Silikonkateter
- Med prefylt glycerinesprøyte
- Stort innerlumen for best mulig drenasje
- Røntgentett
- Latex fri



Beskrivelse	Størrelse Volum	Helfo	REF	Antall i pk
Aquaflate glycerin helsilikon tiemann	Ch 12 10 ml	923477	178305	5
Aquaflate glycerin helsilikon tiemann	Ch 14 10 ml	964478	178305	5
Aquaflate glycerin helsilikon tiemann	Ch 16 10 ml	996028	178305	5
Aquaflate glycerin helsilikon tiemann	Ch 18 10 ml	953867	178305	5
Aquaflate glycerin helsilikon tiemann	Ch 20 10 ml	815679	178305	5
Aquaflate glycerin helsilikon tiemann	Ch 22 10 ml	882393	178305	5
Aquaflate glycerin helsilikon tiemann	Ch 24 10 ml	-	178305	5

tiemannkateteret er ca. 41 cm



Aquaflate Brillant Helsilikon, barn med prefylt sprøyte

Anbudsvinner

- Kan ligge opp til 12 uker
- Silikonkateter
- Med prefylt glycerinesprøyte
- Stort innerlumen for best mulig drenerasje
- Røntgentett
- Latex fri



Beskrivelse	Størrelse Volum	Helfo	REF	Antall i pk
Aquaflate Brillant Helsilikon barn, Prefylt	Ch 6 1,5 ml	-	178003	5
Aquaflate Brillant Helsilikon barn, Prefylt	Ch 8 3 ml	-	178003	5
Aquaflate Brillant Helsilikon barn, Prefylt	Ch 10 5 ml	-	178003	5

Barnekateteret er ca. 31 cm.




Aquaflate PTFE, med prefylt sprøyte

- Kan ligge opp til 4 uker
- Dekket med teflon
- Inneholder latex
- Med prefylt glycerinsprøyte



Beskrivelse	Størrelse Volum	Helfo	REF	Antall i pk
Aquaflate PTFE prefylt m/sprøyte	Ch 12 10 ml	901075	P3101 CH 12	5
Aquaflate PTFE prefylt m/sprøyte	Ch 14 10 ml	921021	P3101 CH 14	5
Aquaflate PTFE prefylt m/sprøyte	Ch 16 10 ml	913263	P3101 CH 16	5
Aquaflate PTFE prefylt m/sprøyte	Ch 18 10 ml	936189	P3101 CH 18	5
Aquaflate PTFE prefylt m/sprøyte	Ch 20 10 ml	816169	P3101 CH 20	5
Aquaflate PTFE prefylt m/sprøyte	Ch 22 10 ml	898597	P3101 CH 22	5

Utgår fra Helfo 31.12.22




Rusch Gold 2-veis foley kateter

- Kan ligge opp til 4 uker
- Dekket med silikon
- Laget av latex



REF	Størrelse	Volum	Øyer Antall hull	Lengde	Antall i pk
180605	Cylindrical				
	Ch 12	5-10 ml	2 hull på motsatt side	Ca. 40 cm	10
	Ch 14	5-10 ml			
	Ch 16	5-15 ml			
	Ch 18	5-15 ml			
	Ch 20	5-15 ml			
	Ch 22	5-15 ml			
	Ch 24	5-15 ml			
	Ch 26	5-15 ml			
	Ch 28	5-15 ml			
Ch 30	5-15 ml				
181305	Tiemann				
	Ch 12	5-10 ml	1 hull	Ca. 40 cm	10
	Ch 14	5-10 ml			
	Ch 16	5-15 ml			
	Ch 18	5-15 ml			
	Ch 20	5-15 ml			
	Ch 22	5-15 ml			
	Ch 24	5-15 ml			
Ch 26	5-15 ml				




3-veis silikon kateter

Anbudsvinner

- Komplet postoperativt kateter
- Forsterket helsilikon
- Stort innerlumen for sikrere drenasje
- God veggstabilitet for aspirasjon
- Røntgentett tupp og kontraststripe langs kateterskaftet
- Fri for PVC og latex




REF	Størrelse	Volum	Øyer Antall hull	Lengde	Antall i pk
173800			Cylindrical		
	Ch 16	40 ml	2 hull, forskjøvet	Ca. 42 cm	5
	Ch 18	50 ml			
	Ch 20	60 ml			
	Ch 22	70 ml			
	Ch 24	80 ml			
173900			Couvelaire		
	Ch 16	40 ml	2 hull, forskjøvet	Ca. 42 cm	5
	Ch 18	50 ml			
	Ch 20	60 ml			
	Ch 22	70 ml			
	Ch 24	80 ml			
174000			Dufour		
	Ch 16	40 ml	2 hull, forskjøvet	Ca. 42 cm	5
	Ch 18	50 ml			
	Ch 20	60 ml			
	Ch 22	70 ml			
	Ch 24	80 ml			






Softsimplicastic Postoperativt

Anbudsvinner

- Komplet postoperativt kateter
- Størst innerlumen
- Lett å aspirere
- God veggstabilitet og trygg drenasje
- Laget av PVC, transparent
- Ballong av latex
- Rød kontraststripe langs kateter skaftet







REF	Størrelse	Volum	Øyer Antall hull	Lengde	Antall i pk
664130	Couvelaire				
	Ch 16	30 ml	2 hull, motsatt side	Ca. 42 cm	10
	Ch 18	30 ml			
	Ch 20	30 ml			
	Ch 22	30 ml			
	Ch 24	30 ml			
664530	Dufour				
	Ch 18	30 ml	2 hull, forskjøvet	Ca. 42 cm	10
	Ch 20	30 ml			
	Ch 22	30 ml			
664230	Mercier				
	Ch 20	30 ml	2 hull i front og 1 hull bak ballong	Ca. 42 cm	10
	Ch 22	30 ml			
	Ch 24	30 ml			



Softsimplicastic Postoperativt

- Komplett postoperativt kateter
- Størst innerlumen
- Lett å aspirere
- God veggstabilitet og trygg drenasje
- Laget av PVC, transparent
- Ballong av latex
- Rød kontraststripe langs kateter skaftet




REF	Størrelse	Volum	Øyer Antall hull	Lengde	Antall i pk
664176	Couvelaire				
	Ch 18	75 ml	2 hull, motsatt side	Ca. 42 cm	10
	Ch 20	75 ml			
	Ch 22	75 ml			
	Ch 24	75 ml			
664575	Dufour				
	Ch 18	75 ml	2 hull, forskjøvet	Ca. 42 cm	10
	Ch 20	75 ml			
	Ch 22	75 ml			
	Ch 24	75 ml			
664275	Mercier				
	Ch 18	75 ml	2 hull, forskjøvet	Ca. 42 cm	10
	Ch 20	75 ml			
	Ch 22	75 ml			
	Ch 24	75 ml			



Rusch Gold Latex

- Komplet postoperativt kateter
- Dekket med silikon
- Laget av latex



REF	Størrelse	Volum	Øyer Antall hull	Lengde	Antall i pk
183430			Cylindrical		
	Ch 18	30-50 ml			
	Ch 20	30-50 ml			
	Ch 22	30-50 ml	2 hull, side	Ca. 40 cm	10
	Ch 24	30-50 ml	om side		
	Ch 26	30-50 ml			



Glycerinesprøyte

- Prefylt sprøyte med sterilt vann og 10 % glyserin.
- Sikrer riktig væske og mengde til kateterballongen.
- Hindrer diffusjon av vann fra ballongen.



Beskrivelse	Volum	Helfo	REF	Antall i pk
Silflate Glycerinesprøyte	10 ml	903114	850550	10

Festebånd

- Med borrelås
- Silikonbelagt bakside som hindrer at den sklir.
- Myk og komfortabel å ha på



Beskrivelse	Volum	Helfo	REF	Antall i pk
Festebånd til urinpose	1 par	991221	850360	2

Kateteriseringsgel



Cathejell Gel

Anbudsvinner

- Steril glidegel 12,5 gram med høy viskositet
- Fri for PVC, parabener og ftalater
- Dilaterer urinrøret forsiktig
- Utmerkede og langvarige smøreegenskaper som beskytter mot skader
- God lokalbedøvende effekt med 2% Lidocain
- Enkel å håndtere med en hånd



Cathejell mono

Beskrivelse	Volum	Helfo	REF	Antall i pk	Alders restriksjoner
Gel uten Lidocain	10 ml 12,5 g	-	400188	25	Ingen

Cathejell Lidocain

Beskrivelse	Volum	Helfo	REF	Antall i pk	Alders restriksjoner
Glidegel med Lidocain	10 ml 12,5 g	-	400063	25	Kan brukes av barn og voksne over 2 år

Smøremiddel til katetre, endoskoper, sonder, tuber eller annet medisinsk utstyr. CE merket og godkjent til brukt under direktiv for medisinsk forbruksmateriell
-Se ellers pakningsvedlegg.

adCARE tar infeksjonsforebyggingen på alvor!

Med **SAP by Curas™** er fremtidens urinprodukter endelig her. Produktene inneholder superabsorberende pulver som kapsler inn væske, reduserer frie luftpartikler og omdanner det hele til gele.

Vi tar urin og væskehåndteringen til et nytt nivå:

- Beskytter helsepersonell og deres pasienter betydelig for ulike smitterisikoer i det daglige.
- Ingen åpen urinhåndtering
- Kostnadseffektivt
- Alltid rene produkter i kontakt med helsepersonell og pasient
- Aldri mer søling av urin
- Tidsbesparende
- Miljøvennlig

Produktene er laget i tråd med dagens reglement og pakket på hygienisk forsvarlig måte og etter MDR regulativ.

Produktene er laget for å passe inn i eksisterende skap/ hyller på sykehus/ helseinstitusjoner, for enkel tilgang for helsepersonell. Produktene kan gå direkte i forsvarlig avfall etter bruk og krever ingen ekstra omveier via et skyllerom.

Alle produktene er engangs for å bidra til at risikoen for helsetjenesteassosierte infeksjoner/ smitte (HAI) skal reduseres betraktelig.



Urinposer med superabsorbenter (SAP) fra CURAS®

Anbudsvinner

- Tryggeste afvfallshåndtering av urin på markedet
- Gjør om urin til gele
- Gjør det mulig å fjerne urin på en lukket, trygg og hygienisk måte
- Reduserer faren for smitte blant både pasienter og helsepersonell
- Bidrar til å beskytte mot covid-19, ESBL, MRSA, Cytostatika etc.
- Kobles på eksisterende urinpose
- Latex fri



REF 20460



REF 20465



REF 20467



REF	Volum	Lengde	Beskrivelse	Pakke Kartong
C3 tømmepose med/SAP				
20460	2 L	Stor flexi Funnel	Til urinposer med stor tømme funnel	25 stk 200 stk
20465	1,5 L	Liten flexi funnel	Til urinposer med liten tømme funnel	25 stk 200 stk
C3 Universal tømme og drenasjepose (nattpose) m/SAP				
20467	2 L	120 cm slange	Til tappekattetre, uridomer, foleykateter, benposer, tuber	25 stk 200 stk

C4 sterile urinposer fra CURAS®

Anbudsvinner

- Steril lukket system for urindrenasje
- Anbefalt brukstid er på 3-7 dager
- Klar pose for å enkelt kunne lese av og observere urinen
- Kink resistent slange
- Skal brukes til drenasje for urin fra blæren og passer alle foleykateter.
- Sitter godt for å sikre tett drenasje
- Latex fri

REF 20481



REF 20482



Spesifikasjoner	20481	20482
Steril	Ja	Ja
Volum	2 L	2 L
Slange CM	100 cm	120 cm
Prøveport	Nålefri	Nålefri
Refluksventil (NRV)	Ja	Ja
Med henger	Nei	Ja
Hydrofobt luftfilter	Nei	Ja
Skyveklemme	Ja	Ja
Sengetøyklemme	Nei	Ja
Individuell pakke	1 stk	1 stk
WardPak™	10 stk/ bag	10 stk/ bag
Kartong	100 stk/kartong	50 stk/kartong

C8 sterile urinposer (TUR) fra CURAS®

Anbudsvinner

- TUR- bagen er et lukket system for irrigasjon for postoperativ vanning og drenering av blæren
- Beregnet for postoperativ TURB/P prosedyrer, samt som en urinpose med høy kapasitet
- Kan ligge opp til 14 dager
- Kommer med og uten bulb
- Klar pose for å enkelt kunne lese av og observere urinen
- Kink resistent slange
- Passer alle foleykatetre
- Latex fri

REF 20620



REF 20621



Spesifikasjoner	20620	20621
Steril	Ja	Ja
Volum	4 L	4L
Slange CM	120 cm	120 cm
Prøveport	Nålefri	Nålefri
Refluksventil (NRV)	Ja	Ja
Med henger	Ja	Ja
Bulp	Nei	Ja
Hydrofobt luftfilter	Ja	Ja
Dråpekammer	Ja	Ja
Hus til tømmeventil	Ja	Ja
Høykapasitets kryssventil	Ja	Ja
Sengetøyklemme	Ja	Ja
Individuell pakke	1 stk	1 stk
Kartong	30 stk	20 stk

Benposer med 3-kammer fra Wellead

Anbudsvinner

- 3-kammer benpose
- 30 cm slange
- Fleece belagt bakside
- Nålefri urinprøvetakningsport
- Refluksventil (NRV)
- Ulike størrelser



Benposer med kryssventil, Steril

Beskrivelse	Volum Lengde	Helfo	REF	Antall i pk
-------------	-----------------	-------	-----	-------------

Urinpose 3-kammer	500 ml 30 cm	-	F04D025010-S	10
-------------------	-----------------	---	--------------	----

Benposer med kryssventil, Usteril

Urinpose 3-kammer	500 ml 30 cm	-	F04D025010	10
Urinpose 3-kammer	750 ml 30 cm	-	F04D027510	10

Benposer med 3-kammer fra Teleflex

- Tilpasser seg optimalt til beinet
- Fleece belagt bakside for å beskytte huden
- Enkel å håndtere med en hånd
- Flipp ventil
- Nålefri urinprøvetakningsport
- Med 1 par silikonbelagt festebånd
- Refluksventil (NRV)
- Latex fri



Rusch 3-kammer Benposer , sterile

Beskrivelse	Volum Lengde	Helfo	REF	Antall i pk
Rusch 3-kammer benpose med festebånd, NRV, tømbar, hudvennlig	500 ml 10 cm	845299	850351	8
Rusch 3-kammer benpose med festebånd, NRV, tømbar, hudvennlig	500 ml 30 cm	879147	850350	8
Rusch 3-kammer benpose med festebånd, NRV, tømbar, hudvennlig,	500 ml 45 cm	--	850353 u/prøveport for urin	10

Rusch 3-kammer Benposer , Usteril

Beskrivelse	Volum Lengde	Helfo	REF	Antall i pk
Rusch 3-kammer benpose med festebånd, NRV, tømbar, hudvennlig,	500 ml 45 cm	804032	850352	8

Benposer fra Teleflex

- Ulike tømmeventiler: flipp ventil og kryss ventil
- Enkel å håndtere med en hånd
- Nålefri urinprøvetakningsport
- Med 1 par silikonbelagt festebånd
- Refluksventil (NRV)
- Latex fri



Rusch Benposer med flipp ventil , steril

Beskrivelse	Volum Lengde	Helfo	REF	Antall i pk
Rusch benpose med festebånd, NRV, hudvennlig	750 ml 30 cm	908046	850341	10
Rusch benpose med festebånd, NRV, hudvennlig	750 ml 45 cm	-	850344 u/prøveport for urin	50

Rusch Benposer med kryss ventil , steril

Rusch benpose, med festebånd, NRV hudvennlig	350 ml 10 cm	-	850361 000350	10
Rusch benpose, med festebånd, NRV hudvennlig	350 ml 30 cm	-	850362 000350	10
Rusch benpose, med festebånd, NRV hudvennlig	500 ml 10 cm	-	850361 000500	10
Rusch 3-kammer benpose med festebånd, NRV, hudvennlig,	500 ml 30 cm	-	850362 000500	10

Benposer fra Teleflex

- Skyve ventil
- Enkel å håndtere med en hånd
- Med 1 par silikonbelagt festebånd
- Refluksventil (NRV)
- Latex fri



Rusch Benposer med skyve/push ventil, Usteril

Beskrivelse	Volum Lengde	Helfo	REF	Antall i pk
Rusch benpose, med festebånd, NRV hudvennlig,	750 ml 10 cm	903272	850331	30
Rusch benpose, med festebånd, NRV, hudvennlig,	750 ml 30 cm	922495	850333	30

Nattposer fra Teleflex

- Kryssventil
- Refluksventil (NRV)
- Nålefri urinprøvetakningsport
- Universal konnektor
- Kink resistens slange
- Bakterievennlig og væsketett ventilasjon som sikrer optimal trykbalanse i posen
- Steril og usteril
- Latex fri
- Klar skala i ml – enkelt for brukeren å overvåke urinvolumet



Urinpose Natt, steril

Beskrivelse	Volum Lengde	Helfo	REF	Antall i pk
Urinpose Natt	2 L 100 cm	851440	850412	75
Urinpose Natt	2 L 120 cm	864552	850419	75

Urinpose Natt, Usteril

Rusch Nattpose	2L 90 cm	937192	850401	30
----------------	-------------	--------	--------	----

Nattposer fra Teleflex

- S-BAG urinpose
- Dråpekammer
- Refluksventil (NRV)
- Nålfri urinprøvetakningsport
- Universal konnektor
- Kink resistens slange
- Dobbel festekrok, så posen enkelt kan henges på sengen og festes i lakenet
- Bakterievennlig og væsketett ventilasjon som sikrer optimal trykkbalanse i posen
- Latex fri
- Klar skala i ml – enkelt for brukeren å overvåke urinvolumet



S- Bag med dråpekammer, steril

Beskrivelse	Volum Lengde	Helfo	REF	Antall i pk
S-Bag, 2L med dråpekammer, NRV, Tømbar m oppheng	2 L 120 cm	953008	850414	20

Inkontinens




- Uridomer fra Wellead
- Laget av pustende silikon
- Selvklebende
- Materiale skal bidra til at uridomen skal være behagelig å ha på og forhindre hudirritasjon
- Laget for menn med inkontinens problematikk som ikke har behov for kateterisering
- Gjennomsiktig utseende gjør det enkelt å observere huden og tilse at uridomen sitter riktig
- Enkel å rulle av og på
- Kommer i ulike størrelser og lengder for å passe hver enkelt



Silikon uridomer fra Wellead

- Selvklebende
- Fri for latex




Beskrivelse	Størrelse	Helfo	REF	Antall i pk
Uridom hudvennlig type 1 standard  I Type	25 mm	988904	F03A012510	30
	29 mm	981004	F03A012910	30
	32 mm	837217	F03A013210	30
	36 mm	852539	F03A013610	30
	41 mm	989724	F03A014110	30
Uridom hudvennlig type 2 kort  II Type	25 mm	945624	F03A022510	30
	29 mm	917474	F03A022910	30
	32 mm	930033	F03A023210	30
	36 mm	929106	F03A023610	30
	41 mm	883038	F03A024110	30
Uridom hudvennlig type 3 standard m/ekstra lim  III Type	25 mm	896361	F03A032510	30
	29 mm	911480	F03A032910	30
	32 mm	935206	F03A033210	30
	36 mm	960421	F03A033610	30
	41 mm	900057	F03A034110	30

adCARE fører fikseringsteip fra Secutape

- Fikseringstapene er egnet for kateter, suprapupis kateter, PEG, sentralt vene kateter (SVK), infusjons katetre, sårdren m.m.
- Tapen er pustende og i svært hudvennlig materiale som bidrar til mindre hudreaksjoner
- Tapen gir en trygg og sikker fiksering
- Tapen kommer med borrelås som kan åpnes og lukkes opptil flere ganger
- Posisjonen på katetret endres uten at hele tapen må skiftes hver gang
- Flere taper er laget hydrocolloid, som egner seg for ekstra sensitiv hud
- Secutape kan sitte godt opptil 7 dager
- Tapen er hypo allergisk, medisinsk sikker og inneholder ingen løsningsmidler
- Kan dusjes med
- PVC og latex fri
- Ikke tilsatt løsemidler
- Ulike størrelser ut i fra behov

Secutape har en fikseringsteip for et hvert behov. Ta kontakt med oss hvis du ønsker en fikseringsteip du ikke finner i katalogen



SECUTAPE® Fikseringstape

Anbudsvinner

Kan brukes til å fikserer:

- 2 og 3 veis foleykateter
- PEG
- CVC
- Porter
- Sårdrren etc.



REF	Størrelse	Stk. pr. eske	Kartong
Secutape 2+			
8500201	9 x 3,5 cm	25 stk	200 stk (8 esker)
Secutape 3+			
8500301	15 x 4,5 cm	25 stk	200 stk (8 esker)
Velkro Binder Smal			
8501100	5 x 5 cm	25 stk	100 stk (4 esker)

Med hydrocolloid og nanoplast teknologi. Sikrere enn 3+ og tåler mye drag.



Ultralyd



HD5 blærescanner fra Caresono

Anbudsvinner

- 3D probe
- Komplet blærescanner med probe, batteri, tralle, printer, brukerveiledning og reiseveske
- Målingene er raske, sikre og automatiske
- Real-time ultralyd med markering av blærevegg, gjør det enkelt å skille blæren fra omliggende vev
- Tar 12 bilder i sekvens som er med på å beregne volumet i blæren
- Har forhåndslagret over tusen blærescanninger som er med på å sikre resultatet
- Har også enkel scanne modus
- Scanneprogram for barn, kvinner, menn og kvinner med utført hysterektomi
- Touch skjerm
- Lagrer opp til 150 scanninger
- Lavt støynivå
- Oppstart på 5 sekunder
- Ikke behov for kalibrering
- Norsk meny, brukerveiledning og bruksanvisning
- Kan kjøpes eller leases

Bruksområder:

- Urologi
- Gynekologi
- Inkontinens
- Rehabilitering/fysioterapi
- Sykepleie
- Akuttmedisin
- Indremedisin
- Intensivbehandling
- Anestesi/kirurgi



HD2 blærescanner fra Caresono

Anbudsvinner

- Lav vekt, kun 500 gram
- Leveres i bæreveske for sikker transport ved hjemmebesøk
- Scanner med probe og ultralyd i ett
- Real-time ultralyd med markering av blærevegg, gjør det enkelt å skille blæren fra omliggende vev
- Norsk meny og brukerveiledning
- 3,5 timer batterikapasitet
- Reduserer kostnader og sparer tid for medisinsk personell
- HD 2 er enkel å bruke
- Kreves ingen spesiell opplæring for å ta i bruk apparatet
- Kan kjøpes eller leases

Spesielt egnet for:

- Kommunal helsetjeneste
- Hjemmesykepleie
- Legekantor
- Legevakt.



Tilbehør til blærescanner

- Gelen er uten fargestoffer og høy viskositet

Beskrivelse	Volum	REF	Antall i pk
Ultralyd Gel			
Parker Aquasoniq clear ultralyd gel	250 ml	03-08	12 stk pr. eske
Parker Aquasoniq clear ultralyd gel	1000 ml	03-34	6 stk pr. eske
Desinfeksjonsserviett uten alkohol			
Septiwipes Alkoholfri	100 stk	GE-208-D100	



kundeservice

Tlf: 67 53 33 44

Mail: firmapost@adcare.no

Bestilling av varer

Mail: ordre@adcare.no

Adresse

Fjordveien 3, 1363 Høvik

*ad*CARE
